



PROCEDIMENTO OPERATIVO	PO.05.01/USO
CIRCUITO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL DE SAÚDE ORAL	Edição n.º 01
	Revisão: 11/06/2019

Dado o aumento do número de profissionais de saúde oral no ACES-BIS, cresceu também a necessidade de ter disponível um maior número de instrumentos utilizados nas consultas de Higiene Oral e de Medicina Dentária.

Havendo consultas em ambos os períodos do dia, há necessidade de recorrer a um maior número de ciclos de esterilização do material utilizado para que não sejam necessárias novas aquisições dos instrumentos sem os quais as consultas se tornam impossíveis de efetivar.

Assim, propõe-se:

- Todo o material utilizado no período da manhã deve ser enviado para esterilizar a tempo de estar pronto no final da tarde desse dia e ser devolvido ao Gabinete de Saúde Oral.
- No final do período da tarde, todo o material conspurcado deve ser enviado à esterilização a tempo de ser devolvido no final da manhã do dia seguinte ao Gabinete de Saúde Oral.
- Cada instrumento enviado à esterilização deve ser registado por um elemento a designar, no Gabinete da Saúde Oral.
- O material enviado à esterilização deve ser conferido na receção e no envio por alguém deste serviço.
- O material esterilizado deve ser conferido à chegada ao Gabinete de Saúde Oral.
- Com exceção das limas de endodontia e do material de observação, todos os instrumentos, pequenos ou grandes, devem ser embalados **individualmente**.
- A data da esterilização deve constar em cada embalagem

Elaborado:	Revisto:	Aprovado: 19/6/2019
O original é controlado pelo Gabinete da Qualidade		



PROCEDIMENTO OPERATIVO	PO.05.01/USO
CIRCUITO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL DE SAÚDE ORAL	Edição n.º 01
	Revisão: 11/06/2019



(Pinça + espelho + sonda)



(Limas de endodontia)

Elaborado:	Revisto:	Aprovado:
O original é controlado pelo Gabinete da Qualidade		